



Vivo 2

by Breas

悦享呼吸，简而不凡

Vivo By Breas 2 是双水平呼吸机，旨在为慢性呼吸功能不全的非依赖性患者提供舒适的个性化无创通气支持。直观的用户界面简洁易用。呼吸机内置多种模式及各类监测功能，使应用变得非常灵活。



设计紧凑

- 小巧轻便、易于操作
- 综合防倒灌湿化器及可调加温管路



适应多种临床需求

- 多种模式：PSV, PCV, S, S/T, T, CPAP, TgV (目标潮气量)
- AutoEPAP 自动呼气压算法
- 适用成人与儿童 (>10kg)
- 广泛的治疗及依从性数据
- 多种可选配件：SpO₂监测、远程警报及护士呼叫



互联护理

- PC Software-Breas 分析软件

Be more™

Vivo By Breas 2 技术规格

设置/性能	
通气模式	S、ST、T、PSV、PCV+A、CPAP
成人/儿童	>10 kg
IPAP	4-30 cmH ₂ O
EPAP	2-20 cmH ₂ O
呼吸频率/备用频率	0-40 bpm
吸气时间	0.3-3 秒
升压时间	1-9
吸气触发	1-9
呼气触发	1-9
最短吸气时间	关, 0.3 - 3 秒
最长吸气时间	关, 0.3 - 3 秒
目标潮气量	100 - 1500 ml
延时升压 (向上 / 向下)	关, 10 - 60 分钟
Auto-EPAP	开 / 关, 压力限制: 最大 EPAP +2 cmH ₂ O -30 cmH ₂ O, PS 2 - 28cm, 最小 / 最大 EPAP: 2 - 20 cmH ₂ O, EPAP 步长: 0.5 - 2 cmH ₂ O, 释放时间: 2-12 分钟 / 关
湿化器挡位	1-5
加温管路	关, 1-5
患者管路	15 mm, 22 mm
O ₂ 接入 (设备)	0 - 30 升 / 分钟

监测	
显示数据	吸气峰压、呼气压、漏气量、分钟通气量、呼出潮气量、TgV 占比 %、总呼吸频率、I:E、自主呼吸频率、自主呼吸频率 %、吸气时间、升压时间、SpO ₂ 、脉搏率

电源	
主电源	100 至 240 V AC
外部直流电源	24 V

警报	
警报	高压、低压、高呼吸频率、低呼吸频率、高分钟通气量、低分钟通气量、重复呼吸、呼吸暂停、断开连接、高 SpO ₂ 、低 SpO ₂ 、高脉搏率、低脉搏率、电源故障

尺寸	
宽 x 高 x 深	166 x 185 x 200 mm
重量	1.6 kg
噪音级别 (在 10 cm H ₂ O 恒定压力下)	小于 30dB (A)

连接和软件	
内置连接	USB
兼容软件	PCSW 专业分析软件
即插即用配件	SpO ₂ , 护士呼叫, 远程报警, 配件盒

其他	
湿化器	集成水箱
回路	带 / 不带加热丝的可清洗及一次性呼吸回路
确认停止	开, 关
依从性数据 (屏显)	每日最短使用时间、关闭、1 - 24 小时、使用总时长、总天数、使用天数、平均使用时间、依从性天数、AHI

预期用途

产品用于为患有呼吸功能不全或阻塞型睡眠呼吸暂停的患者提供无创通气。适用于体重超过 10 千克具有自主呼吸的患者, 不适用于生命支持。

Breas, the Breas logo, Vivo by Breas and EveryWare by Breas are trademarks of Breas Medical AB. © 2026 Breas Medical AB - All rights reserved. Breas Medical AB reserves the right to make changes in specifications and features shown herein, or discontinue the product described at any time without notice or obligation. Contact your Breas representative for the most current information.

Issued: March 2026. COR-SAL-MAR-000363-Rev9.



博毅雅 (上海) 医疗科技有限责任公司

联系地址: 上海市普陀区怒江北路449弄8号6幢3楼
联系电话: 400-688-0756

联系邮箱: servicechina@breas.com

沪械广审(文)第 280315-00469 号

禁忌内容或者注意事项详见说明书
请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用。